



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Patelar AORI

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Patelar AORI

SKU RM-APR-1

\$69 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
5" (12.7 cm), 10 mm extremidade de trabalho	RM-APR-1-1	\$69
7" (17.8 cm), 10 mm extremidade de trabalho	RM-APR-1-2	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Patelar AORI é um instrumento ortopédico de joelho essencial, desenvolvido para facilitar a subluxação ou eversão patelar segura durante a artroplastia total do joelho, primária ou de revisão. Ao ancorar-se firmemente ao redor da patela, este afastador mantém a visibilidade completa do sulco troclear e do espaço articular patelofemoral sem aplicar estresse focal excessivo no tendão patelar.

Projetado para maximizar a estabilidade de fixação cirúrgica, o Afastador Patelar AORI está disponível em dois comprimentos selecionáveis: um modelo compacto de 5 polegadas (\$69) e um modelo de alcance estendido de 7 polegadas (\$79). A extremidade de trabalho de 10 mm incorpora um design anatomicamente contornado com três dentes curvos posicionados simetricamente em ambos os lados das hastes, proporcionando estabilização multiponto que evita o deslizamento nas bordas ósseas. Seu cabo ergonômico garante controle manual confortável, reduzindo a fadiga da mão do assistente durante reconstruções articulares prolongadas.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador Patelar AORI não estéril e totalmente autoclavável em embalagem protetora, oferecendo alta resistência mecânica e resistência à corrosão para salas de cirurgia ortopédica em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest