



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

ALM 開創器（自動保持式）

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



ALM 開創器（自動保持式）

SKU RM-ASRR-1

\$89 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
7 cm (approx. 2.75"), 4×4 鋭爪または鈍爪	RM-ASRR-1-1	\$89
10 cm (approx. 4.0"), 4×4 鋭または鈍爪	RM-ASRR-1-2	\$99

製品詳細

ALM 開創器は、表在手術においてハンズフリーの創縁分離と安定した組織露出を提供する、小外科手術に不可欠な開創器です。精密に調整された鉤で対向する組織縁を固定することにより、繊細な術部において助手の介助を最小限に抑えつつ、鮮明で静止した視界を維持します。

微細解剖学的アクセスを考慮し、全長 7 cm (\$89) と 10 cm (\$99) の2種類のコンパクトなサイズで製造されています。皮下組織を確実に把持する鋭鉤（4×4）、または繊細な神経血管束を保護する鈍鉤（4×4）から選択可能です。機械的なサムスクリュー駆動により、微細な開口調節が可能で、カウンター・トラクション下でも偶発的な滑りなくロック状態を維持します。

Retractor Maker は、高品質な医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテン仕上げで本製品を製造しています。度重なるオートクレーブ滅菌に耐え得る耐久性を備え、形成外科、整形外科、一般外科のクリニックにおいて長期間にわたる精密な臨床パフォーマンスを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest