



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Henly Ekartör Orta Bıçağı

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Henly Ekartör Orta Bıçağı

SKU RM-HRCB-1

\$48 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
19 mm uzunluk × 15 mm genişlik — Standart Henly gövde montajı	RM-HRCB-1-1	\$48
25 mm uzunluk × 15 mm genişlik — Standart Henly stem mount	RM-HRCB-1-2	\$50
32 mm uzunluk × 15 mm genişlik — Standart Henly sap montajı	RM-HRCB-1-3	\$52
76 mm uzunluk × 15 mm genişlik — Standart Henly gövde montajı	RM-HRCB-1-4	\$54

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Henly Ekartör Orta Bıçağı, uyumlu bir Henly otomatik ekartör gövdesine monte edildiğinde güvenli ve atravmatik orta duvar ekartasyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış modüler bir cerrahi bileşendir. Derin vasküler ve yumuşak doku ekartasyonu için tasarlanan bu bıçak, standart iki yönlü lateral açılmayı stabil bir üç yönlü cerrahi koridora dönüştürerek kritik yapıları kazara oluşabilecek yaralanmalardan korur.

Tam prosedürel uyumluluk için üretilen bu Henly Ekartör Orta Bıçağı, ekartör tertibatının çapraz çubuğuna sıkıca kilitlenen standart bir montaj sapına sahiptir. Cerrahlar dört farklı bıçak boyutu arasından seçim yapabilir: 19 mm uzunluk × 15 mm genişlik (\$48), 25 mm uzunluk × 15 mm genişlik (\$50), 32 mm uzunluk × 15 mm genişlik (\$52) ve derin femoral ve retroperitoneal koridorlar için uzatılmış 76 mm uzunluk × 15 mm genişlik (\$54) profili. Kavisli dudak yapısı, iskemik basınç noktaları oluşturmada doku kenarlarını güvenli bir şekilde kavrar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeye sahip yüksek kaliteli tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Henly Ekartör Orta Bıçağı'nı tekrarlayan

otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir. Bu ürün, dünya çapındaki vasküler, genel ve ortopedik cerrahi ünitelerine sarsılmaz yapısal rijitlik, yüksek korozyon direnci ve tam klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest