



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Uçurtma Tarzı Yelpaze Retraktör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Uçurtma Tarzı Yelpaze Retraktör

SKU RM-KSFR-299-1

\$299 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
5 mm — Düz Şaft	RM-KSFR-5S-1	\$299
5 mm — Kavisli Şaft	RM-KSFR-5C-1	\$299
10 mm — Düz Şaft	RM-KSFR-10S-1	\$299
10 mm — Kavisli Şaft	RM-KSFR-10C-1	\$299

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Uçurtma Tarzı Yelpaze Retraktör, gelişmiş laparoskopik ve bariatrik prosedürler sırasında geniş, stabil visseral yer değiştirme ve organ kaldırma sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir laparoskopik cerrahi retractor'dur. Açıldığında anatomik bir uçurtma formasyonuna dönüşen geometrik olarak birbirine bağlı bıçaklarla tasarlanan bu araç, karaciğeri, mideyi veya bağırsak döngülerini eşit şekilde destekleyen, lokalize basınç noktalarını ortadan kaldıran ve organ kaymasını önleyen geniş bir üçgen platform oluşturur.

Klinik çerçeve özelliklerine göre üretilen bu Uçurtma Tarzı Yelpaze Retraktör modeli (\$299), 5 mm veya 10 mm'lik çok yönlü şaft çapı seçeneklerine sahiptir ve dört şaft uzunluğu varyasyonunda (32 cm, 33 cm, 35 cm veya derin bariatrik koridorlar için uzatılmış 45 cm) seçilebilir. Alman paslanmaz çeliğinden el yapımı olarak üretilmiş olup, cerrahlar anatomik konturları temizlemek için Düz veya Kavisli yapısal şaft şasi profilleri arasından seçim yapabilirler. Fonksiyonel tutamak yükseltmeleri, genişletilmiş uçurtma geometrisini güvenli bir şekilde tutan entegre kilitleme mekanizmalarına sahip ergonomik bir kavrama tasarımını içerirken, distal uç yetenekleri, özel çok açılı doku yer değiştirmesi için yüksek torklu dönebilen bıçaklara sahiptir.

Parlama önleyici saten mat bir yüzeyle dövülmüş olan Retractor Maker, Uçurtma Tarzı Yelpaze Retraktörü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte olup, dünya genelindeki minimal invaziv

cerrahi süitlere, bariatrik ameliyathanelere ve laparoskopik onkoloji merkezlerine olağanüstü yapısal sağlamlık, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlamaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest