



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Jackson Tracheal-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Jackson Tracheal -Retraktor

SKU RM-JTR-14-1

\$29 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Jackson Tracheal-Retraktor	14 cm Gesamtlänge, 8.0 mm abgewinkelte scharfe Spitze, Flachgriff	\$29
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$29

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Jackson Tracheal-Retraktor ist ein klassisches chirurgisches Instrument für die Atemwege, das speziell für die sichere, rutschfeste Elevation und Stabilisierung der Trachealknorpel bei notfallmäßigen und elektiven Tracheotomien entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem abgewinkelten, scharfen Haken, ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen, den Krikoid- oder die Trachealringe präzise zu fassen und anzuheben, während die darüber liegende prätracheale Faszia und das Gewebe des Schilddrüsenisthmus verdrängt werden.

Konzipiert für fokussierte, raumlimitierte Operationsfelder, weist diese Jackson Tracheal-Retraktor-Konfiguration eine Gesamtlänge von 14 cm (\$29) auf. Das distale Arbeitsende verfügt über eine 8.0 mm abgewinkelte, scharfe Spitze, die speziell dafür entwickelt wurde, sicher in das fibröse Perichondrium einzugreifen, um eine versehentliche Dislokation des Instruments während der entscheidenden Atemwegsinzision und Kanüleneinführung zu verhindern. Der ergonomische Flachgriff bietet dem chirurgischen Personal eine stabile, rutschfeste manuelle Kontrolle während der gesamten Intervention.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer reflexionsfreien Satin-Matt-Oberfläche, fertigt Retractor Maker den Jackson Tracheal-Retraktor so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet HNO-, Trauma- und Intensivstationen weltweit eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest