



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

ルー・開創器 - 両頭型

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



ルー・開創器 - 両頭型

SKU RM-RRDE-14-1

\$54 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
小ブレード — 19 mm wide × 25 mm long	RM-RRDE-14-1-1	\$54
中サイズブレード — 22 mm wide × 41 mm long	RM-RRDE-14-1-2	\$59
大弁 — 25 mm wide × 41 mm long	RM-RRDE-14-1-3	\$64
3種アップグレードセット — スモール・ミディアム・ラージ組合せ	RM-RRDE-14-1-4	\$94

製品詳細

Retractor Makerのルー・開創器（両頭型）は、一般外科、整形外科、形成外科において、低侵襲で信頼性の高い軟部組織の圧排および術野の露出を可能にする手持ち式開創器です。解剖学に基づいたC字型両頭ブレード設計により、器具を持ち替えることなく、浅層の皮弁挙上から深層の筋肉圧排までスムーズな移行をサポートします。

頻繁なオートクレーブ滅菌に耐え得る耐久性を備え、錆に対する生涯保証が付帯しています。ラインナップは全長14 cm (\$54)、15 cm (\$59)、17 cm (\$64)の3種類。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、ブレード深さ20 mm〜36 mm、幅15 mm〜20 mmの範囲に対応しています。サイズ展開はS (19 × 25 mm)、M (22 × 41 mm)、L (25 × 41 mm)の個別販売のほか、手術室での柔軟性を最大化する3点セット (\$94)も選択可能です。

反射防止のサテンマット仕上げを施し、持続的な牽引下でも優れた機械的安定性を維持します。耐食性と構造的剛性に優れ、世界各国の手術室やトラウマセンターにおける過酷な使用環境に耐えうる品質を保証します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest