



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Vena Renal Wylie

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Vena Renal Wylie

SKU RM-WRVR-1

\$89 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
11 ¾" (29.85 cm) — Hoja vascular curva lisa	RM-WRVR-1-1	\$89
12.0" (30.48 cm) — Hoja vascular curva lisa	RM-WRVR-1-2	\$94
12 ½" (31.75 cm) — Hoja vascular curva lisa	RM-WRVR-1-3	\$99
12 ¾" (32.39 cm) — Hoja vascular curva lisa	RM-WRVR-1-4	\$104
13.0" (33.02 cm) — Hoja vascular curva roma	RM-WRVR-1-5	\$109

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Vena Renal Wylie es un retractor quirúrgico especializado para urología y cirugía vascular, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento y movilización seguros y atraumáticos de la vena renal, la vena cava inferior y los vasos retroperitoneales adyacentes. Diseñado con una hoja curva alargada que termina en un contorno de retención suave, este instrumento permite a los cirujanos vasculares elevar suavemente los grandes canales venosos lejos de la aorta abdominal sin causar cizallamiento endotelial, desgarros o avulsiones.

Construido para soportar ciclos frecuentes de esterilización en autoclave manteniendo una alta resistencia estructural, esta serie del Separador de Vena Renal Wylie presenta una matriz de tamaños adaptables en cinco longitudes totales seleccionables: 11 ¾ pulgadas (29.85 cm, \$89), 12 pulgadas (30.48 cm, \$94), 12 ½ pulgadas

(31.75 cm, \$99), 12 $\frac{3}{4}$ pulgadas (32.39 cm, \$104) y 13 pulgadas (33.02 cm, \$109). Fabricado artesanalmente en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento otorga a los asistentes quirúrgicos una profundidad de alcance superior en el retroperitoneo mientras mantiene el manejo manual alejado de los clamps vasculares primarios. Su mango plano ergonómico proporciona una palanca manual sin fatiga.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador de Vena Renal Wylie para cumplir con estrictos estándares clínicos bajo iluminación quirúrgica intensa, dotando a las salas cardiovasculares, quirófanos urológicos y centros de trasplante renal en todo el mundo de una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest