



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Beard 遠位上腕二頭筋開創器 (自己保持式)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Beard 遠位上腕二頭筋開創器 (自己保持式)

SKU RM-BDBSRR-1

\$299 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
6.375" (16.19 cm)	RM-BDBSRR-1-1	\$299
7.5" (19.05 cm)	RM-BDBSRR-1-2	\$319

製品詳細

Beard 遠位上腕二頭筋開創器は、遠位上腕二頭筋腱再接着術においてハンズフリーの術野確保を提供するために特別に設計された整形外科用開創器です。肘窩の限られた切開範囲内で機能するように設計されており、外側前腕皮神経や橈骨神経枝を保護しながら、皮膚や軟部組織を保持します。

上肢手術における洗練された人間工学に基づき、この開創器は 6.375 インチ (\$299) と 7.5 インチ (\$319) の 2 種類の全長で製造されています。16 mm 幅の解剖学的形状の遠位ブレードは、周囲の組織を挫滅させることなく、橈骨粗面上の局所的な術野を集中して確保します。細身のカーブハンドル設計は術野から離れるように弧を描いており、穿孔、縫合アンカーの設置、皮質ボタン固定のためのワーキングウィンドウを最大限に広げます。

Retractor Maker は、プレミアムな手術器具用プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げで本製品を製造しています。病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えうる耐久性を備えており、整形外科スポーツ医学および上肢外科医に信頼性の高い保持安定性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest