



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Rigby Selbsthaltender Vaginalspreizer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Rigby Selbsthaltender Vaginalspreizer

SKU RM-RSRVR-18-1

\$69 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Rigby Selbsthaltender Vaginalspreizer	18 cm Gesamtlänge, 63,5 mm tiefe glatte Valven, Rastersperre	\$69
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$69

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Rigby Selbsthaltende Vaginalspreizer ist ein unverzichtbares chirurgisches Instrument für die Gynäkologie und rekonstruktive Beckenchirurgie, das speziell für eine stabile, freihändige Erweiterung des Vaginalkanals bei kleineren und größeren Eingriffen entwickelt wurde. Dank der selbsthaltenden Scherenarme hält dieses Instrument die gegenüberliegenden Vaginalwände unter mechanischer Spannung auseinander, wodurch Ermüdungserscheinungen beim Assistenten vermieden werden und ein weiträumiger, statischer Zugangsweg zur Zervix erhalten bleibt.

Dieser Rigby Selbsthaltende Vaginalspreizer mit hochglanzpolierter Oberfläche für ein glattes, hygienisches Profil weist eine Gesamtlänge von 18 cm auf. Gefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), umfasst die Geometrie der Valven 63,5 mm tiefe, flache und glatte Arbeitsenden mit abgerundeten atraumatischen Kanten, um Quetschungen oder Risse der Schleimhaut zu verhindern. Die Griffbaugruppe besteht aus einem Ringgriff mit integrierter mechanischer Mehrpositionen-Rastersperre, die bei variablen Öffnungsweiten sicher einrastet, ohne versehentlich aufzuspringen.

Retractor Maker fertigt den Rigby Selbsthaltenden Vaginalspreizer mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish an den Griffflächen, um wiederholten Autoklavierzyklen standzuhalten. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige klinische Haltbarkeit für gynäkologische Operationssäle und ambulante Kliniken weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest