



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Parker - Lot de deux

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Parker - Lot de deux

SKU RM-PR-SET-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
5 in	RM-PR-SET-1-1	\$44
5 1/2 in	RM-PR-SET-1-2	\$49
6 in	RM-PR-SET-1-3	\$54
7 in	RM-PR-SET-1-4	\$59
7 1/4 in	RM-PR-SET-1-5	\$64

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Écarteur Parker - Lot de deux est un ensemble d'instruments chirurgicaux appariés essentiels, conçus spécifiquement pour assurer le déplacement atraumatique des berges de la plaie et l'élévation des tissus mous lors de procédures chirurgicales générales, orthopédiques et plastiques. Conçus avec des lames incurvées en C aux extrémités opposées d'un manche central, ces écarteurs permettent aux équipes chirurgicales de passer sans effort d'une profondeur de tissu à l'autre sans changer d'outil.

Conçu pour une utilité clinique polyvalente, cet Écarteur Parker - Lot de deux conserve une conception uniforme à double extrémité sur cinq tailles longitudinales au choix : 5 inches (12.7 cm, \$44), 5 ½ inches (13.97 cm, \$49), 6 inches (15.24 cm, \$54), 7 inches (17.78 cm, \$59), et 7 ¼ inches (18.42 cm, \$64). Fabriqués à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les deux extrémités de travail intègrent des bords de lame lisses et arrondis qui soutiennent proprement les bords cutanés, la graisse sous-cutanée et les plans musculaires sans provoquer de traumatisme par écrasement localisé. Le manche plat et plein offre aux assistants opératoires un contrôle manuel stable et antidérapant.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'Écarteur Parker - Lot de deux pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité complète à l'autoclave pour les blocs opératoires, les centres de traumatologie et les cliniques chirurgicales ambulatoires du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest