



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Gosset Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Gosset Self Retaining Retractor

SKU RM-GSR-SET-1

\$349 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Самодержащаяся направляющая рама	Базовое шасси, доступное с прямыми или изогнутыми браншами
2 (1 пара)	Фиксированные латеральные проволочные лопасти	Петлевидные атравматичные лопасти 63 mm x 35 mm
1	Съемное центральное зеркало	Цельное слегка изогнутое зеркало 60 mm x 65 mm (в 3-лопастной комплектации)
1	Двойной винтовой замок	Многоточечная система ручной фиксации для закрепления положения на направляющей
2	Эргономичные удлинители бранш	Легкие направляющие рукоятки с полностью гладкими внешними краями
1	Защитный бокс / Упаковка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Gosset Self Retaining Retractor — это признанный во всем мире абдоминальный хирургический ранорасширитель, разработанный специально для обеспечения надежного разведения краев раны и смещения внутренних органов во время лапаротомических и тазовых операций. Благодаря регулируемому реечному шасси и атравматичным проволочным латеральным лопастям петлевого типа, этот инструмент поддерживает постоянную противотягу брюшной стенки, не вызывая локальных ишемических повреждений тканей.

Изготовленный в соответствии с клиническими стандартами, этот комплект Gosset Self Retaining Retractor (\$349) оснащен самодержащейся направляющей рамой, доступной с прямыми или изогнутыми браншами, дополненными эргономичными удлинителями с гладкими внешними краями. Инструмент, выкованный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, может быть сконфигурирован в двух вариантах: полная 3-лопастная система с цельным центральным зеркалом 60 mm × 65 mm и проволочными латеральными лопастями 63 mm × 35 mm с максимальным разведением до 160 mm, либо узкая 2-лопастная система с латеральными лопастями 63 mm × 35 mm и максимальным разведением до 140 mm. Двойной винтовой замок мгновенно фиксирует выбранное положение.

Retractor Maker выпускает Gosset Self Retaining Retractor с антибликовым сатиновым покрытием, что позволяет выдерживать многократные циклы автоклавирувания. Это обеспечивает отделениям общей хирургии, акушерским операционным и клиникам экстренной лапаротомии по всему миру исключительную механическую стабильность, коррозионную стойкость и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest