



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Terry Nasal Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Terry Nasal Retractor

SKU RM-TNR-6IN-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Terry Nasal Retractor	6" (152 mm) toplam uzunluk, 5 x 46 mm bıçak, ergonomik sap	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$44

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Terry Nasal Retractor, nazal deri zarfı ve lateral kıkırdakların güvenli, travmatik olmayan elevasyonunu sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzmanlaşmış bir manuel rinoplasti ve fasiyal plastik cerrahi retractorüdür. Uzatılmış ince bıçak yapısıyla tasarlanan bu alet, cerrahların nazal dorsum boyunca dar subkutan tünellerde temiz bir şekilde ilerlemesini sağlayarak, kemik ve kıkırdak yeniden şekillendirme sırasında hassas kutanöz dokuları odak morluklarından veya mukozal yırtılmalardan korur.

Yüksek frekanslı otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen ve paslanma ile üretim hatalarına karşı ömür boyu garanti sunan bu Terry Nasal Retractor konfigürasyonu, 6 inç (152 mm, \$44) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma bıçağı boyutları 5 mm genişlik x 46 mm uzunluktadır ve nazal doku fleplerini güvenle desteklemek için pürüzsüz, yuvarlatılmış atravmatik kenarlarla şekillendirilmiştir. Yapısal geometrisi, cerrahi asistanlar için yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlayan pürüzsüz, ergonomik olarak dengelenmiş bir sapa entegre edilmiş tek uçlu bir bıçak gövdesine sahiptir.

Steril olmayan, yeniden sterilize edilebilir bir ameliyathane cihazı olarak parlama önleyici saten mat kaplama ile sunulan Retractor Maker, Terry Nasal Retractor ürününü dünya çapındaki kozmetik, KBB ve fasiyal plastik cerrahi merkezleri için yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunan katı klinik standartlarda üretmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest