



# RETRACTOR MAKER

## ÜRÜN BROŞÜRÜ

Hayes Hand Retraktörleri

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



## Hayes Hand Retraktörleri

SKU RM-HHR-1

**\$49 USD**

### MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

| EBAT / SEÇENEK | SKU / DETAYLAR | FİYAT (USD) |
|----------------|----------------|-------------|
| 5 ¼" (13.3 cm) | RM-HHR-1-1     | \$49        |
| 5 ½" (14.0 cm) | RM-HHR-1-2     | \$59        |
| 6 ¼" (15.9 cm) | RM-HHR-1-3     | \$69        |

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

Hayes Hand Retraktörleri, hassas el, bilek ve plastik rekonstrüktif prosedürler sırasında atravmatik yumuşak doku ekartasyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış el tipi cerrahi retraktörlerdir. Ergonomik geniş uç konturu ile tasarlanan bu aletler, cerrahların aşırı odaklanmış basınç uygulamadan cilt kenarlarını, lumbrikal kasları ve hassas tendon kılıflarını ekarte etmesine olanak tanır.

Mikro-anatomik açıklık için üretilen Hayes Hand Retraktörleri serisi, seçilebilir üç toplam uzunlukta üretilmektedir: 5 ¼ inç (\$49), 5 ½ inç (\$59) ve 6 ¼ inç (\$69). Her boyutta, doku kaymasını önleyen ve cerrahın elini mikrocerrahi görüş hattından uzak tutan dengeli bir temas yüzeyi sağlayan, ¾ inç ve 1-⅝ inç genişlik çaplarına sahip geniş açılı distal uçlar mevcuttur.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker üretimi Hayes Hand Retraktörleri; dünya çapındaki plastik cerrahi, ortopedi ve el travma merkezleri için güvenilir taktik kontrol, yüksek korozyon direnci ve tam otoklav uyumluluğu sağlar.



# TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

## RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Web Siteleri

**retractormaker.com**  
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest