



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Millard Cottle avec anneau

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Millard Cottle avec anneau

SKU RM-MCRFR-1

\$24 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur Millard Cottle avec anneau	Longueur 5.5 cm, lame 2 griffes pointues 5 × 12 mm, anneau	\$24
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$24

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Millard Cottle avec anneau est un instrument chirurgical spécialisé pour la rhinoplastie, conçu spécifiquement pour offrir une dextérité manuelle supérieure et une rétraction alaire stable dans les espaces intranasaux confinés. Conçu avec un châssis ultra-compact, cet écarteur permet au chirurgien de maintenir une contre-traction continue sur le rebord narinaire et le cartilage latéral inférieur tout en gardant le champ opératoire dégagé pour les étapes délicates de découpe et de suture.

Développé pour la micro-exposition faciale à haute maniabilité, ce modèle d'écarteur Millard Cottle avec anneau présente une longueur totale de 5.5 cm (\$24). Son extrémité distale de travail comprend une lame à double griffe pointue de 5 mm × 12 mm qui saisit fermement les tissus fibreux denses et la peau vestibulaire sans glisser. L'anneau intégré à la base du manche offre un retour tactile exceptionnel, stabilise la main de l'assistant ou du chirurgien et prévient tout glissement accidentel en conditions opératoires humides.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Millard Cottle avec anneau pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux chirurgiens plasticiens, esthétiques et ORL une durabilité clinique et un contrôle de micro-dissection constants.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest