



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Volkmann

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Volkman

SKU RM-VR-SERIES-1

\$64 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
2 Dents (Mousses / Pointues) — 8 mm - 11 mm	RM-VR-SERIES-1-1	\$64
3 Griffes (Mousses / Pointues) — 10 mm - 18 mm	RM-VR-SERIES-1-2	\$69
4 Griffes (Mous / Pointus) — 13 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-3	\$74
6 Griffes (Mousse / Pointu) — 18 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-4	\$79
8 Griffes (Mousses / Pointues) — 28 mm - 42 mm	RM-VR-SERIES-1-5	\$84

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Volkman est un écarteur à griffes de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer une élévation fiable et antidérapante des lambeaux cutanés et le déplacement des tissus mous lors d'interventions de chirurgie générale, plastique et orthopédique. Doté de griffes incurvées, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux d'appliquer une contre-traction manuelle uniforme sur les plans cutanés et sous-cutanés sans provoquer de déchirures tissulaires focales ni d'ischémie des berges.

Conçu pour résister à des cycles de stérilisation en autoclave à haute fréquence sans se dégrader, cette gamme d'écarteurs Volkman est exceptionnellement personnalisable grâce à une matrice complète de dimensions. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument offre deux portées globales : une empreinte de 11.5 cm pour les champs compacts et une de 22.0

cm pour l'accès chirurgical profond. Les chirurgiens peuvent choisir parmi cinq configurations de griffes : 2 (\$64), 3 (\$69), 4 (\$74), 6 (\$79) ou 8 (\$84) griffes, disponibles avec des pointes mousses pour une manipulation atraumatique des tissus mous, ou des pointes pointues pour une prise antidérapante optimale sur les fascias denses. Les options de largeur de lame s'étendent de 8 mm à 42 mm (incluant 8, 10, 11, 13, 18, 19, 28 et 42 mm).

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Volkmann selon des normes cliniques strictes, offrant aux blocs opératoires, aux unités de traumatologie de la main et aux cliniques de reconstruction du monde entier une rigidité structurelle exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest