



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Système d'accès chirurgical lombaire antérieur Phantom
AL

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Système d'accès chirurgical lombaire antérieur Phantom AL

SKU RM-PAL-1

\$3,999 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
4	Valve 25 × 60 mm	Valve d'écartement de faible profondeur
4	Valve 25 × 80 mm	Valve d'écartement de profondeur moyenne-faible
4	Valve 25 × 100 mm	Valve d'écartement de profondeur intermédiaire
4	Valve 25 × 120 mm	Valve d'écartement de profondeur standard
4	Valve 25 × 140 mm	Valve d'écartement de profondeur étendue
4	Valve 25 × 160 mm	Valve d'écartement pour corridor chirurgical profond
4	Valve 25 × 180 mm	Valve d'écartement pour corridor chirurgical très profond
4	Valve 25 × 200 mm	Valve d'écartement à portée maximale
1	Anneau d'écarteur	Cadre circulaire central de 300 mm de diamètre pour l'écarteur
2	Barre d'extension	Étend ou positionne l'assemblage du cadre de l'écarteur
6	Pince d'anneau	Fixe les supports et les composants à l'anneau de l'écarteur
6	Porte-valve pivotant	Permet le montage réglable des valves sur l'anneau

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Clé hexagonale	Clé manuelle de 225 mm pour le réglage et l'assemblage du cadre
2	Bras avec porte-anneau	Soutient et connecte l'anneau de l'écarteur aux fixations de table
2	Fixation de table rotative	Ancre la structure de support aux rails latéraux de la table d'opération
1	Tournevis hexagonal	Outil de vissage spécialisé pour le réglage du système
1	Boîte de stérilisation	Conteneur de stockage en aluminium perforé pour le retraitement

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système d'accès chirurgical lombaire antérieur Phantom AL est une plateforme d'écartement chirurgical spécialisée ancrée à la table, conçue pour répondre aux exigences de visualisation critiques de la fusion intersomatique lombaire antérieure (ALIF) et des reconstructions rétropéritonéales. En se fixant directement sur les deux rails latéraux de la table d'opération via des pinces rotatives doubles, ce système établit un périmètre rigide à 360 degrés qui protège les grands vaisseaux et les viscères abdominaux sans fatigue de l'assistant.

Conçu pour s'adapter aux différentes anatomies des patients et aux corridors rétropéritonéaux profonds, le système d'accès chirurgical lombaire antérieur Phantom AL utilise un anneau d'écartement circulaire de 300 mm de diamètre, deux barres d'extension structurelles, deux bras de support d'anneau et six pinces d'anneau à verrouillage rapide. Le système comprend 32 valves d'écartement spécialisées de 25 mm de large couvrant huit profondeurs allant de 60 mm jusqu'à une portée étendue de 200 mm, toutes contrôlées via six porte-valves pivotants multi-axes permettant une angulation micrométrique de la valve.

Usiné avec précision à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fournit le système d'accès chirurgical lombaire antérieur Phantom AL complet non stérile et entièrement autoclavable à l'intérieur d'un conteneur de stérilisation en aluminium robuste avec des supports d'organisation personnalisés.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest