



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur d'hémi laminectomie Markham-Meyerding

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur d'hémi- aminectomie Ma rkham-Meyerding

SKU RM-MMHR-17-1

\$124 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Petit — lame 40 mm x 25 mm	RM-MMHR-17-1-1	\$104
Moyen — 50 mm x 25 mm blade	RM-MMHR-17-1-2	\$114
Grand — 60 mm x 25 mm lame	RM-MMHR-17-1-3	\$124

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur d'hémi-aminectomie Markham-Meyerding est un écarteur chirurgical rachidien spécialisé, conçu spécifiquement pour établir et maintenir une fenêtre opératoire unilatérale stable lors des hémi-aminectomies lombaires postérieures et des discectomies. Conçu avec une structure de travail asymétrique, cet écarteur s'ancre contre l'apophyse épineuse tout en rétractant latéralement la puissante musculature paraspinale hors du couloir laminaire.

Construit selon des spécifications cliniques rigoureuses, cet écarteur Markham-Meyerding Hemilaminextomy Retractor conserve une longueur totale fixe de 17 cm (\$124) tout en offrant deux configurations anatomiques miroir sélectionnables via le menu de commande. L'option 1 dispose d'une lame de 63.5 mm de long x 25 mm de large sur le côté gauche couplée à un crochet simple sur le côté droit, tandis que l'option 2 place la lame à droite avec un crochet à gauche. Son verrouillage mécanique à crémaillère multi-positions maintient automatiquement une contre-traction continue, éliminant la fatigue manuelle de l'assistant lors des décompressions canalaires profondes.

Fabriquée à la main à partir d'acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique l'écarteur Markham-Meyerding Hemilaminextomy Retractor pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux centres rachidiens, aux unités de neurochirurgie et de traumatologie orthopédique du monde entier une rigidité structurelle inébranlable, une haute résistance à la corrosion et une

durabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest