



# RETRACTOR MAKER

## 製品パンフレット

Sheen Nasal Retractor Angled (アングル型鼻用レトラクター)

### CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Sheen Nasal Retractor Angled (アングル型鼻用レトラクター)

SKU RM-SNRA-65-1

**\$49 USD**

### 利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション                  | SKU / 詳細                                 | 価格 (USD) |
|------------------------------|------------------------------------------|----------|
| Sheen Nasal Retractor Angled | 全長6 1/2" (165 mm)、10 mmソリッドブレード、アングルシャーシ | \$49     |
| 保護スリーブ / 箱                   | 個別輸送用パッケージ                               | \$49     |

### 製品詳細

Sheen Nasal Retractor Angledは、鼻形成術および顔面形成外科に特化したハンドヘルド型の器具で、鼻の軟部組織エンベロープや下鼻翼軟骨を安全かつ非侵襲的に挙上するために設計されています。解剖学に基づいたアングル形状のシャンク設計により、助手の手を手術軸から離れた安全な位置に配置できるため、執刀医は鼻背全体の視認性を妨げられることなく維持できます。

頻繁なオートクレーブ滅菌サイクルに耐え、錆に対する生涯保証を提供するこのSheen Nasal Retractor Angledの構成は、ツール全長6 1/2インチ（165 mm、\$49）です。プレミアムなプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、作動部のブレード幅は10 mmのソリッド仕様で、粘膜の裂傷や皮膚の虚血を防ぐために丸みを帯びたアトラウマティックな縁取りで成形されています。固定式のシングルエンド・アングルシャーシは、複雑な鼻尖や鼻背の再形成において、助手に安定した疲労の少ない手動レバレッジを提供します。

認定されたプレミアム手術室グレードのレトラクターとして分類されるRetractor Makerは、Sheen Nasal Retractor Angledを反射防止サテンマット仕上げで製造しており、世界中の美容外科、耳鼻咽喉科、顔面形成外科センター向けに、高い耐食性、揺るぎない構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

#### RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)

WhatsApp

**+92 327 8345101**

ウェブサイト

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

#### フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest