



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Harvey Jackson Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Harvey Jackson Self Retaining Retractor

SKU RM-HJSRR-1

\$229 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Harvey Jackson Self Retaining Retractor	Comprimento total de 28 cm, garras de 45 x 32 mm, 3x3 dentes afiados — 1	\$229
Luva Protetora / Caixa	Embalagem de transporte individual — 1	\$229

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Harvey Jackson Self Retaining Retractor é um afastador cirúrgico de alta resistência projetado especificamente para fornecer retração potente e autostática de tecidos moles e músculos durante operações profundas de coluna, ortopédicas e pélvicas. Projetado com uma estrutura mecânica robusta, este instrumento mantém uma exposição ampla e firme através de planos musculares espessos, eliminando a fadiga manual do assistente durante descompressões ósseas extensas.

Construído para fornecer exposição ideal de área de superfície em cavidades profundas, esta configuração do Harvey Jackson Self Retaining Retractor apresenta um comprimento total da ferramenta de 28 cm (\$229). Suas mandíbulas de trabalho medem 45 mm de profundidade por 32 mm de largura, incorporando um layout de 3x3 dentes afiados curvados para fora que se fixam com segurança em fáscias fibrosas densas e músculos. A trava mecânica de cremalheira multi-posição integrada mantém a contra-tensão do tecido alvo automaticamente, evitando deslizamentos acidentais durante procedimentos cirúrgicos prolongados.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Harvey Jackson Self Retaining Retractor para suportar cargas mecânicas pesadas e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, proporcionando aos centros cirúrgicos de coluna, ortopedia e neurocirurgia em todo o mundo durabilidade excepcional e estabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)