



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Ragnell-Davis de Extremidade Dupla

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Ragnell-Davis de Extremidade Dupla

SKU RM-RDDR-49-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
2.5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Chato / Redondo)	RM-RDDR-49-1-1	\$49
3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm (Chato / Redondo)	RM-RDDR-49-1-2	\$49
4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (Achatada / Redonda)	RM-RDDR-49-1-3	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Ragnell-Davis de Extremidade Dupla é um afastador cirúrgico manual indispensável, projetado especificamente para proporcionar um deslocamento seguro e não traumático de tecidos moles e a exposição das margens da ferida durante cirurgias plásticas, de mão e reconstrutivas faciais. Projetado com lâminas delicadas em ângulo reto nas extremidades opostas de um cabo central, este instrumento permite que as equipes cirúrgicas alternem sem esforço entre a retração cutânea superficial estreita e a fixação de tecidos subcutâneos mais profundos sem a necessidade de trocar de ferramenta.

Construída com uma matriz de seleção adaptável, esta série do Afastador Ragnell-Davis de Extremidade Dupla é oferecida em três comprimentos totais: 15 cm, 15.5 cm e 16 cm (\$49). Forjado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento oferece estilos estruturais de cabo selecionáveis em layout de Cabo Plano ou Cabo Redondo para maior rotação na ponta dos dedos. Os cirurgiões podem escolher entre três combinações de tamanhos de lâminas duplas: 2.5 mm × 8 mm emparelhada com uma lâmina de 5 mm × 15 mm, 3 mm × 9 mm emparelhada com uma lâmina de 5 mm × 17 mm, ou 4 mm × 8 mm emparelhada com uma lâmina de 6 mm × 15 mm. As margens lisas e arredondadas das lâminas protegem os delicados plexos vasculares subdérmicos.

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Ragnell-Davis de Extremidade Dupla para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade completa em autoclave para salas de cirurgia plástica e centros de trauma de mão em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)