



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Johnson Neuroma Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Johnson Neuroma Retractor

SKU RM-JNR-1

\$74 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
8.0 cm	RM-JNR-1-1	\$74
10.0 cm	RM-JNR-1-2	\$79
11.0 cm	RM-JNR-1-3	\$84
14.0 cm	RM-JNR-1-4	\$89

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Johnson Neuroma Retractor ist ein spezialisiertes chirurgisches Handinstrument, das gezielt für die sanfte, atraumatische Wundrand- und Metatarsalköpfchen-Retraktion bei Morton-Neurom-Exzisionen entwickelt wurde. Konzipiert für den Einsatz in engen Interdigitalräumen, ermöglicht dieses Instrument Podologen und orthopädischen Chirurgen die Mobilisierung der Intermetatarsalbänder und Digitalgefäße, ohne empfindliche Nervenstämmen zu quetschen.

Durch das hochadaptive Größenspektrum ist der Johnson Neuroma Retractor in vier Gesamtlängen verfügbar: 8.0 cm (\$74), 10.0 cm (\$79), 11.0 cm (\$84) und 14.0 cm (\$89). Chirurgen können zwischen drei Design-Typologien wählen: einem schmalen Profil für engste Zwischenräume, einem 90° abgewinkelten Profil mit 7.5 mm breitem Arbeitsende oder einer 90° abgewinkelten Variante mit erweitertem 9.5 mm Blatt. Der ergonomische Flachgriff bietet maximale Tastbarkeit und rutschfeste Kontrolle bei delikaten digitalen Neurolysen.

Handgefertigt aus erstklassigem chirurgischem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem seidenmattem Finish, fertigt Retractor Maker den Johnson Neuroma Retractor nach strengsten klinischen Toleranzen. Er bietet absolute Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und

vollständige Autoklavierbarkeit für die Fuß- und Sprunggelenkchirurgie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest