



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador autoestático Paparella-Weitlaner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador autoestático Paparella-Weitlaner

SKU RM-PWSRR-5IN-1

\$89 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador autoestático Paparella-Weitlaner	Longitud total de 5" (12.7 cm), 2x2 dientes (13 mm), 33 mm de apertura, cierre de cremallera	\$89
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$89

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador autoestático Paparella-Weitlaner es un retractor especializado para otología y microcirugía, diseñado específicamente para proporcionar una retracción estable y manos libres de tejidos blandos y periostio en corredores quirúrgicos estrechos. Diseñado con un chasis de anillos descentrado de bajo perfil, este instrumento mantiene abiertas las incisiones retroauriculares y del cuero cabelludo bajo tensión mecánica, eliminando la fatiga manual del asistente y preservando un campo visual abierto bajo el microscopio quirúrgico.

Construido con un perfil de configuración estándar optimizado para una visibilidad sin obstáculos, este separador autoestático Paparella-Weitlaner cuenta con una longitud total de 5 inches (12.7 cm, \$89). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), los extremos de trabajo incorporan una disposición de 2x2 dientes asimétricos con una longitud de diente de 13.0 mm y una capacidad máxima de apertura de 33.0 mm de desplazamiento total de las valvas. La línea de productos ofrece opciones de enganche de tejido que incluyen dientes agudos para un agarre firme en tejidos resistentes, o dientes romos para la manipulación atraumática de tejidos blandos. Su cierre de cremallera de retención positiva mantiene la tensión de forma fiable durante el fresado.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflectante, Retractor Maker fabrica el separador autoestático Paparella-Weitlaner para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalaria, ofreciendo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad clínica completa para salas de

otorrinolaringología y neurocirugía en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest