



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Rígido para Microdiscectomía tipo McCulloch

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Rígido para Micr odiscectomía tipo McCulloch

SKU RM-MMRRF-14-1

\$384 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Rígido para Microdiscectomía tipo McCulloch	Dimensiones / Detalles: 14 cm de longitud total, chasis rígido no articulado, accionamiento por engranaje · Cantidad incluida: 1	\$384
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje individual para tránsito · Cantidad incluida: 1	\$384

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Rígido para Microdiscectomía tipo McCulloch es un chasis separador espinal autoestático de alto nivel, diseñado específicamente para establecer un corredor quirúrgico firme y manos libres durante microdiscectomías lumbares y descompresiones espinales posteriores. Construido para alojar valvas laterales y ganchos modulares, este chasis rígido elimina la obstrucción visual bajo microscopios quirúrgicos, asegurando una retracción tisular estable durante la navegación interlaminar delicada.

Diseñado con una huella mecánica estándar, este Separador Rígido para Microdiscectomía tipo McCulloch presenta una longitud total de marco de 14 cm (\$384). Fabricado artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), su geometría estructural incorpora un chasis base autoestático rígido y no articulado que resiste la flexión bajo cargas musculares paraespinales densas. Su mecanismo de apertura de cremallera de precisión permite una apertura suave y microcalibrada, otorgando a los cirujanos un control total sobre la tensión del tejido mientras preserva un corredor óptico abierto.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Rígido para Microdiscectomía tipo McCulloch para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los centros neuroquirúrgicos y de columna en todo el mundo una rigidez mecánica inigualable, alta resistencia a la

corrosión y total confiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest