



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Adson Cerebellum Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Adson Cerebellum Retractor

SKU RM-ACR-1

\$159 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Малый — 6.5 in, глубина 22 mm	RM-ACR-1-1	\$149
Стандартный — 7.5 in, глубина 22 mm	RM-ACR-1-2	\$159
Большой — 9.5 in, глубина 22 mm	RM-ACR-1-3	\$174

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Adson Cerebellum Retractor является важным самодержащимся хирургическим инструментом, предназначенным для стабильного разведения скальпа и мышц в ходе операций на задней черепной ямке. Обеспечивая постоянную тягу тяжелой субокципитальной мускулатуры, этот расширитель снимает нагрузку с ассистента и создает беспрепятственный операционный коридор для нейрохирургического вмешательства.

Разработанная с учетом анатомии черепа, данная модель Adson Cerebellum Retractor имеет общую длину 7 ½ дюймов (19.05 см) и изогнутый профиль бранш, который оптимально адаптируется к контурам пациента. Рабочие концы оснащены острыми взаимозаменяющимися зубцами для надежного захвата глубоких мышц и апоневроза, а встроенный реечный механизм с кольцевыми ручками надежно фиксирует инструмент на нужной ширине раскрытия даже при высоком мышечном тоне.

Изготовленный из медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, Adson Cerebellum Retractor от Retractor Maker производится с соблюдением строгих клинических допусков. Это гарантирует плавный ход кремальеры, высокую коррозионную стойкость и полную совместимость с автоклавированием для использования в нейрохирургических операционных по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest