



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema de Afastador de Microdiscectomia Lombar
Caspar

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema de Afastador de Microdissectomia Lombar Caspar

SKU RM-CLMRS-1

\$799 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Valva Lateral	40 mm
1	Valva Lateral	45 mm
1	Valva Lateral	50 mm
1	Valva Lateral	55 mm
1	Valva Lateral	60 mm
1	Valva Lateral	65 mm
1	Valva Lateral	75 mm
1	Espéculo	40 mm
1	Espéculo	45 mm
1	Espéculo	50 mm
1	Espéculo	55 mm
1	Espéculo	60 mm
1	Espéculo	65 mm
1	Espéculo	75 mm

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Pinça Ejetora de Valvas	Pinça de troca rápida de valvas
1	Quadro Afastador de Microdissectomia Caspar	Quadro de contra-afastamento
1	Caixa de Esterilização	Contêiner de alumínio com bandeja organizadora

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema de Afastador de Microdissectomia Lombar Caspar é uma plataforma clássica e altamente conceituada de afastamento cirúrgico, projetada especificamente para fornecer microexposição desobstruída durante descompressões de canal e disco lombar. Ao combinar um quadro de contra-afastamento com espéculos intercambiáveis e valvas laterais, este sistema estabelece um corredor estreito e estável que libera o campo operatório de instrumentação volumosa.

Projetado para microdissectomia e laminectomias focadas, o Sistema de Afastador de Microdissectomia Lombar Caspar inclui 17 componentes funcionais de precisão. O conjunto incorpora um quadro afastador de microdissectomia Caspar, sete valvas laterais com profundidades de 40 mm a 75 mm, sete espéculos correspondentes de 40 mm a 75 mm e uma pinça ejetora dedicada para a troca rápida e segura das valvas no intraoperatório, sem trauma tecidual.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o sistema completo não estéril e totalmente autoclavável dentro de um contêiner de esterilização de alumínio reforçado com racks organizadores dedicados, garantindo rápida rotatividade e durabilidade a longo prazo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest