



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Ferreira breast augmentation Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Ferreira breast augmentation Retractor

SKU RM-FBAR-1

\$99 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Ferreira breast augmentation Retractor	Mango de 5 1/8" (130 mm), hoja curva cónica de 25 x 171 mm	\$99
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Ferreira breast augmentation Retractor es un instrumento de cirugía estética aclamado internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar una elevación tisular atraumática y una visualización amplia del bolsillo durante procedimientos mamarios cosméticos y reconstructivos. Diseñado con un perfil de hoja curva alargada, este separador permite a los cirujanos disecar y elevar el músculo pectoral mayor con fluidez, estableciendo un bolsillo de trabajo expansivo para la inserción de implantes de silicona o solución salina.

Construido para una separación tisular óptima y segura, esta configuración del Ferreira breast augmentation Retractor cuenta con un mango de 5 1/8 pulgadas (130 mm) (\$99) emparejado con una hoja de 25 mm de ancho por 171 mm de largo. La geometría de su hoja incorpora un diseño curvo y cónico diseñado para soportar de forma segura los contornos delicados del tejido blando sin causar necrosis por presión localizada o depresiones cutáneas. El mango ergonómico proporciona a los asistentes quirúrgicos un brazo de palanca manual estable y sin fatiga durante la preparación de bolsillos profundos.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker fabrica el Ferreira breast augmentation Retractor para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los equipos de cirugía mamaria plástica, estética y oncológica en todo el mundo una resistencia superior a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest