



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Распатор-ретрактор Hohmann

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Распатор-ретрактор Hohmann

SKU RM-HR-12IN-1

\$74 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
15 mm Wide Blade — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-1	\$74
17 mm Wide Blade — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-2	\$79

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Hohmann является незаменимым ортопедическим рычажным инструментом, специально разработанным для обеспечения надежного смещения тканей и экспозиции кости во время эндопротезирования суставов и стабилизации переломов. Благодаря изогнутому стержню и анатомическому клювовидному наконечнику, который фиксируется за края кости, этот ретрактор позволяет ассистентам отводить большие мышечные массы от кости без риска соскальзывания в нейроваскулярные зоны.

Созданный для точного соответствия различным костным контурам, ретрактор Hohmann имеет единый продольный профиль длиной 12 дюймов (30.48 см). Инструмент выпускается с двумя вариантами ширины лезвия: 15 mm (\$74) для точечного костного рычага и 17 mm (\$79) для более широкого смещения мышц. Его контурный наконечник надежно охватывает кортикальный слой бедренной или большеберцовой кости, в то время как усиленная рукоятка обеспечивает ассистентам устойчивое тяговое усилие и снижает усталость рук.

Изготовленный из высококачественной хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит ретрактор Hohmann, способный выдерживать высокие крутящие нагрузки в ортопедии и многократные циклы автоклавирования, обеспечивая хирургическим бригадам во всем мире непревзойденную клиническую долговечность и производительность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest