



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Luer S 気管開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Luer S 気管開創器

SKU RM-LSTR-1

\$24 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
10 cm	RM-LSTR-1-1	\$24
13 cm	RM-LSTR-1-2	\$29
14 cm	RM-LSTR-1-3	\$34

製品詳細

Luer S 気管開創器は、緊急および待機的気管切開術において、安全な両端軟部組織変位と気管輪挙上を行うために特別に設計された、気道および頸部手術用の定番器具です。S字型のダブルエンド構造により、器具を持ち替えることなく、浅層の前気管筋開創から直接的な軟骨安定化へとスムーズに移行できます。

臨床的な汎用性を追求し、Luer S 気管開創器は 10 cm (\$24)、13 cm (\$29)、14 cm (\$34) の3つの全長フレームワークを提供しています。プレミアムグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を手作業で加工しており、ブレード幅は 5.0 mm、6.0 mm、8.0 mm、9.0 mm、14.0 mm（記述により13.0 mmと14.0 mmが併記されます）に対応。滑らかで丸みを帯びたブレード縁は気管軟骨の骨折や粘膜の損傷を防ぎ、中央のS型ハンドルが快適な手動制御を可能にします。

反射防止のサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Luer S 気管開創器は、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の耳鼻咽喉科、救急部門、一般手術室に優れた耐久性、耐食性、そして完全なオートクレープの信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest