



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Turner-Warwick 泌尿器科用開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023




SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron

Turner-Warwick 泌尿器科用開創器

SKU RM-TWUR-549-1

\$549 USD


コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	自動固定円形ベースフレーム	360度の視認性を実現する180 mm × 140 mmの剛性リングシャーシ
6	湾曲デュアルチップ付き調整可能クロウ弁	線維性組織用の13 mm × 14 mm 多方向開創弁
6	クイックスライド保持ピンロック	組織の張力を確実にロックするスロット付き手動留め具
2	人間工学に基づいた牽引鉗子アーム	滑らかな外周で鍛造された軽量構造ハンドルフレーム
1	保護用収納ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Turner-Warwick 泌尿器科用開創器は、骨盤、膀胱、および泌尿器科再建手術において、軟部組織や創縁を多方向かつ広範囲に展開するために設計された、世界的に高く評価されている自動固定式泌尿器科手術用開創器システムです。解剖学的なリングシャーシを採用したこのシステムにより、泌尿器科医は複数のクロウ弁を円周状に配置することができ、助手の手を借りることなく、腹壁、腹直筋、骨盤筋膜を持続的な機械的張力で開放保持できます。

臨床的枠組みの仕様に基づいて構築されたこの Turner-Warwick 泌尿器科用開創器コンプリートセット（\$549）は、360度の泌尿器科的視認性を提供するように設計された、外寸180 mm × 140 mmの剛性の高い自動固定式円形ベースフレームを特徴としています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されたこのシステムには、先端が湾曲したデュアルチップを備えた6つの調整可能なクロウ弁（作用端13 mm × 14 mm）が含まれており、滑ることなく線維性組織鞘や筋膜を確実にフックするように設計されています。6つのクイックスライド保持ピンロックは、スロット付きの手動留め具を備えており、組織の張力を所定の位置に確実にロックします。また、滑らかな外周で仕上げられた人間工学に基づいたハンドルフレームは、軟部組織の損傷を防止します。

反射を抑えたサテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker の Turner-Warwick 泌尿器科用開創器は、病院での繰り返しのオートクレーブ・サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の泌尿器科手術室、骨盤再建ユニット、手術センターに優れた機械的安定性、耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest