



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Senn Miller Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Senn Miller Retractor

SKU RM-SMR-SERIES-1

\$29 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
15.0 cm Reach — 10×9 mm плоское лезвие / 10×11 mm 3-зубчатый крючок	RM-SMR-SERIES-1-1	\$29
15.5 cm Reach — 10×9 mm плоское лезвие / 10×11 mm 3-зубчатый крючок	RM-SMR-SERIES-1-2	\$34
16.0 cm Reach — 10×9 mm плоское лезвие / 10×11 mm 3-зубчатый крючок	RM-SMR-SERIES-1-3	\$39
20.0 cm рабочая длина — 10×9 mm плоская лопасть / 10×11 mm 3-зубчатый крючок	RM-SMR-SERIES-1-4	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Senn Miller Retractor — это незаменимый двухсторонний хирургический инструмент, признанный во всем мире за универсальность при смещении мягких тканей на разной глубине и экспозиции краев раны в общей, пластической и ортопедической хирургии. Конструкция с L-образной плоской лопаткой на одном конце и трехзубчатым крючком на другом позволяет хирургической бригаде легко переключаться между широким удержанием тканей и предотвращением скольжения при фиксации кожи без смены инструментов.

Разработанная для выдерживания частых циклов автоклавирувания и имеющая пожизненную гарантию от коррозии, серия Senn Miller Retractor представлена в четырех вариантах общей длины: 15 см (\$29), 15.5 см (\$34), 16 см (\$39) и 20 см (\$49). Инструмент изготовлен вручную из высококачественной нержавеющей стали операционного класса. Размеры рабочих частей составляют: плоская гладкая лопатка — 10 mm × 9 mm, трехзубчатый крючок — 10 mm × 11 mm. Хирурги могут выбрать исполнение

крючка с тупыми зубцами для безопасной атравматичной ретракции мягких тканей или с острыми зубцами для надежного захвата плотных краев тканей без соскальзывания.

Retractor Maker производит Senn Miller Retractor с антибликовым сатиновым матовым покрытием в соответствии со строгими клиническими допусками, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, жесткость конструкции и полную долговечность при автоклавировании для операционных залов больниц, амбулаторных клиник и центров пластической хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest