



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Autoestático Beckmann Adson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Autoestático Beckmann Adson

SKU RM-BASRR-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
25 mm Perfil del vástago	RM-BASRR-1-1	\$49
44 mm Perfil de vástago	RM-BASRR-1-2	\$59

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador autoestático Beckmann Adson es un separador quirúrgico para trabajos pesados diseñado específicamente para proporcionar una retracción muscular de superficie amplia y manos libres durante procedimientos espinales profundos y suboccipitales. Diseñado con un marco alargado de 31 cm, este instrumento permite a los cirujanos mantener corredores de trabajo profundos mientras mantiene los mangos de cremallera fuera de la línea directa de visión quirúrgica.

Construido para un máximo agarre del tejido bajo una fuerte tensión mecánica, este modelo de separador autoestático Beckmann Adson cuenta con una matriz expansiva de 5x4 dientes que distribuye las fuerzas de tracción de manera uniforme a través de los planos musculares densos para evitar desgarros localizados. Los cirujanos pueden seleccionar entre dientes agudos para un agarre fascial firme o dientes romos para proteger el tejido neurovascular, combinados con un perfil de diámetro de vástago de 25 mm (\$49) o 44 mm (\$59). Su mecanismo de cremallera con anillas se bloquea de forma segura en pasos micro-incrementales.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker produce el separador autoestático Beckmann Adson para soportar una fuerte contracción, proporcionando a los departamentos de columna, ortopedia y neurocirugía una durabilidad fiable y compatibilidad total con autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest