



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Greenberg Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Greenberg Retractor

SKU RM-GR-1

\$3,999 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Ana Barlar	6" (15 cm) — doğrudan rijit kafatası kelepçe pimlerine monte edilir
4	Yüzer İkincil Barlar	12" (30 cm) — kraniyotomi çevresindeki dış destek çevresini genişletir
4	Uzun Retraktör Esnek Kolları	9.5" (24 cm) — bıçak konumlandırma için çok eklemlı sürtünmeli kollar
2	El Destekleri	10" (25 cm) — cerrah yorgunluğunu azaltmak için fiziksel ön kol desteği sağlar
1	Konik Retraktör Bıçağı	¼" ile ¾" (6 mm ile 19 mm) — geniş kortikal retraksiyon için ekstra geniş bıçak
1	Konik Retraktör Bıçağı	5/32" ile 5/8" (4 mm ile 16 mm) — lobar ve subtemporal erişim için orta-geniş bıçak
1	Konik Retraktör Bıçağı	1/8" ile 1/2" (3 mm ile 12.5 mm) — derin interhemisferik koridorlar için standart bıçak
1	Konik Retraktör Bıçağı	3/32" ile 3/8" (2.4 mm ile 9 mm) — dar kafa tabanı yolları için ince konik bıçak
1	Konik Retraktör Bıçağı	1/16" ile 1/4" (1.5 mm to 6 mm) — hassas sinir/vasküler retraksiyon için mikro bıçak
1	Alüminyum Patti Tepsisi	3" x 6¾" (7.5 cm x 16.8 cm) — nöro-pattileri düzenlemek için çerçeveye monte edilir

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Sterilizasyon Tepsisi	17" × 10" × 2½" (43 cm × 25 cm × 6.3 cm) — ağır hizmet tipi delikli düzenleyici tepsi

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Greenberg Retractor, derin intrakraniyal prosedürler sırasında benzersiz modüler maruziyet ve eller serbest stabilizasyon sağlamasıyla dünya çapında tanınan kapsamlı bir nöroşirürji retractor sistemidir. Kafatası kelepçe pimlerine rijit bir şekilde kenetlenen bu çok katmanlı retractor çerçevesi, doğrudan kraniyotomi kenarı çevresinde özelleştirilmiş bir 3D çalışma alanı oluşturur.

Mikrocerrahi hassasiyetini maksimize etmek için tasarlanan bu komple Greenberg Retractor sistemi; iki adet 6-inch ana bar, dört adet 12-inch yüzer ikincil bar, dört adet 9.5-inch eklemli esnek kol ve cerrahın ön kollarını sabitlemek için iki adet 10-inch ergonomik el desteği içerir. Sistem, beş adet çift uçlu dövülebilir konik retractor bıçağı (1.5 mm mikro bıçaklardan 19 mm geniş kortikal bıçaklara kadar) ve entegre çerçeve monteli alüminyum patti tepsisi ile donatılmıştır.

Parlama önleyici saten kaplamalı, manyetik olmayan, cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten hassas işlenmiş Retractor Maker ürünü Greenberg Retractor, steril olmayan şekilde ve özel 17" × 10" × 2½" delikli sterilizasyon düzenleyici tepsisi içinde tam otoklavlanabilir olarak sunulur; karmaşık kraniyal operasyonlar için tam cerrahi güven sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest