



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Dunn Dautrey Lateral Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Dunn Dautrey Lateral Ekartör

SKU RM-DDLR-135-1

\$29 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Dunn Dautrey Lateral Ekartör	13.5 cm toplam uzunluk, açılı lateral uç	\$29
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$29

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Dunn Dautrey Lateral Ekartör, ortognatik ve oral rekonstrüktif prosedürler sırasında mukoperiosteal fleplerin ve yanak dokusunun güvenli, atravmatik lateral ekartasyonunu sağlamak için özel olarak tasarlanmış bir maksillofasiyal cerrahi ekartördür. Açılı çalışma ucu ile tasarlanan bu enstrüman, cerrahların cerrahi drill ve osteotomların yolunu kapatmadan lateral mandibular yüzeyin net bir şekilde görüntülenmesini sağlar.

Kısıtlı intraoral koridorlarda optimum manevra kabiliyeti için üretilen bu Dunn Dautrey Lateral Ekartör modeli, 13.5 cm (\$29) toplam uzunluğa sahiptir. Distal ucu, yumuşak dokuları konforlu bir şekilde kavrayan düz ve yuvarlatılmış kenarlara sahiptir; bu da mukozal dokularda fokal basınç iskemisini önler. Dengeli yassı sapı, cerrahi asistana stabil manuel kontrol sağlayarak uzun süreli sagittal split osteotomiler sırasında el yorgunluğunu azaltır.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Dunn Dautrey Lateral Ekartörü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir. Bu sayede dünya çapındaki ağız, diş ve çene cerrahları ile yüz plastik cerrahlarına olağanüstü korozyon direnci, yapısal rijitlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest