



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Rochard

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Rochard

SKU RM-RR-1

\$1,699 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
2	Grampo de Trilho	Fixação para trilho de mesa operatória
2	Barra Lateral da Mesa	26" (Estrutura de Montagem)
1	Barra Transversal da Mesa	21" (Estrutura de Montagem)
1	Dispositivo de Fixação Rochard	Mecanismo de fixação da estrutura
1	Afastador Abdominal Rochard	50 × 90 mm
1	Afastador Abdominal Rochard	50 × 105 mm
1	Afastador Abdominal Rochard	50 × 120 mm

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Rochard é uma estrutura de retração clássica de montagem em mesa, projetada para proporcionar elevação estável e ampla exposição lateral em procedimentos do abdome superior. Fixado firmemente em ambos os lados da mesa cirúrgica, sua construção em ponte bilateral elimina a fadiga física contínua da retração manual, mantendo a exposição rígida da margem subcostal e de estruturas viscerais profundas.

Construído para retração pesada da parede abdominal, o sistema do Afastador Rochard consiste em dois grampos de trilho robustos, duas barras laterais verticais de 26-inch, uma barra transversal de 21-inch e um dispositivo de fixação Rochard dedicado. O tensionador mecânico de rosca permite que os cirurgiões exerçam uma alavancagem ascendente potente e microajustável nas três lâminas abdominais incluídas (50 × 90 mm, 50 × 105 mm e 50 × 120 mm) para elevar o arco costal sem risco de deslizamento.

Usinado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Rochard seguindo rigorosas especificações hospitalares, oferecendo às equipes cirúrgicas mundiais durabilidade confiável e compatibilidade total com autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest