



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Fiber optic Deaver Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Fiber optic Deaver Retractor

SKU RM-FODR-1

\$139 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Fiber optic Deaver Retractor	8" (20.3 cm) sap, 1" (25 mm) kavisli uç, fiber optik demeti
1	Evrensel Işık Kablosu Adaptörü	Standart ameliyathane fiber optik kablolarına bağlanır
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Fiber optic Deaver Retractor, geniş, atravmatik visseral retraksiyonu derin anatomik kaviteelerde doğrudan, gölgesiz aydınlatma ile birleştirmek için özel olarak tasarlanmış birinci sınıf bir aydınlatmalı cerrahi rekraktördür. Yüksek yoğunluklu ışığı ucun iç kavisi boyunca yönlendiren bu alet, ameliyathane tavan lambalarından kaynaklanan gölgelenmeyi ortadan kaldırarak cerrahların derin pelvik ve retroperitoneal alanları üstün optik netlikle keşfetmesine olanak tanır.

Derin cerrahi alan aydınlatması ve kavite temizliği için tasarlanan bu Fiber optic Deaver Retractor konfigürasyonu, 8 inç (20.3 cm) sap (\$139) ve 1 inç (25 mm) genişliğinde kavisli bir ucla eşleştirilmiştir. Derin kavisli uç mimarisi, visseral organları ve kas duvarlarını güvenli bir şekilde sararak fokal organ kontüzyonlarına neden olmadan geniş karşı traksiyon sağlar. Entegre fiber optik demeti, standart hastane ışık kaynağı kablolarıyla (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) uyumlu evrensel bir bağlantı parçası içerir.

Birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten ve yansıma yapmayan saten mat kaplamalı yüksek iletimli optik cam fiberlerden dövülen Retractor Maker, Fiber optic Deaver Retractor modelini tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir. Bu ürün, dünya genelindeki genel cerrahi, jinekolojik ve ürolojik cerrahi suitleri için olağanüstü dayanıklılık, optik iletim ve klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest