



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Bremerich pour le bord mandibulaire

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur de Bremerich pour le bord mandibulaire

SKU RM-BMCR-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
18 cm	RM-BMCR-1-1	\$44
22.5 cm	RM-BMCR-1-2	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Bremerich pour le bord mandibulaire est un écarteur maxillofacial indispensable, conçu spécifiquement pour assurer une exposition sûre et stable des bords inférieurs et postérieurs de la branche mandibulaire. Doté d'un rebord distal incurvé en forme de canal, cet instrument s'accroche solidement le long de la marge osseuse corticale, protégeant les vaisseaux faciaux et les tissus mous des instruments rotatifs et des scies oscillantes.

Conçu pour une précision intra-orale optimale, cette configuration de l'écarteur de Bremerich présente un profil de lame étroit de 10 mm élaboré pour améliorer considérablement l'accès chirurgical dans les espaces de travail restreints. Les chirurgiens peuvent choisir entre deux longueurs de travail : 18 cm (\$44) pour la chirurgie buccale standard et 22,5 cm (\$49) pour les approches profondes de la branche montante. Sa poignée ergonomique offre aux assistants chirurgicaux un contrôle manuel ferme et antidérapant, réduisant la fatigue manuelle lors des procédures d'ostéotomie prolongées.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de Bremerich pour résister aux cycles répétitifs de stérilisation hospitalière, offrant aux chirurgiens oraux, maxillo-faciaux et plasticiens une haute résistance à la corrosion et une durabilité fiable.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest