



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur latéral Dunn Dautrey

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur latéral Dunn Dautrey

SKU RM-DDLR-135-1

\$29 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Dunn Dautrey Lateral Retractor	Longueur totale 13.5 cm, lame latérale coudée	\$29
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$29

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur latéral Dunn Dautrey est un écarteur chirurgical maxillofacial spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction latérale sûre et atraumatique des lambeaux mucopériostés et des tissus de la joue lors des procédures de reconstruction orthognathique et orale. Conçu avec une extrémité de travail coudée, cet instrument permet aux chirurgiens de maintenir une visualisation claire de la surface mandibulaire latérale sans obstruer le passage des forets et des ostéotomes.

Conçu pour une maniabilité optimale dans les couloirs intra-oraux confinés, ce modèle d'écarteur latéral Dunn Dautrey présente une longueur totale compacte de 13.5 cm (\$29). Sa lame distale intègre des bords lisses et arrondis qui maintiennent confortablement les tissus mous, évitant ainsi l'ischémie par pression focale sur les muqueuses. Le manche plat équilibré offre à l'assistant chirurgical un contrôle manuel stable, réduisant la fatigue de la main lors des ostéotomies sagittales de la branche montante.

Forgé à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur latéral Dunn Dautrey pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux chirurgiens oraux, maxillo-faciaux et plasticiens du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité totale à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest