



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Kocher

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Kocher

SKU RM-KCR-1

\$49 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Modèle 20.3 cm avec lame 20 mm × 12 mm	Rôle clinique principal : Berges de plaies superficielles et élévation du lobe thyroïdien · Prix (USD) : \$49.00
1	Modèle 21 cm avec lames 8×25, 12×40, 12×45 mm	Rôle clinique principal : Rétraction des tissus mous intermédiaires et appendicectomie · Prix (USD) : \$54.00
1	Modèle 21 cm avec lames 12×60, 12×65 mm	Rôle clinique principal : Rétraction fasciale profonde et maintien musculaire des extrémités · Prix (USD) : \$54.00
1	Modèle 23 cm avec lames 18×40, 20×38, 20×60 mm	Rôle clinique principal : Laparotomie standard chez l'adulte et exposition articulaire orthopédique · Prix (USD) : \$64.00
1	Modèle 23 cm avec lames 25×60, 30×75, 40×75 mm	Rôle clinique principal : Déplacement musculaire large en chirurgie pelvienne et de la hanche · Prix (USD) : \$64.00
1	Étui / Boîte de protection	Rôle clinique principal : Emballage de transport standard · Prix (USD) : Inclus

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Kocher est un écarteur chirurgical manuel essentiel, spécifiquement conçu pour assurer un déplacement fiable des tissus mous profonds et le maintien musculaire lors de procédures générales, thyroïdiennes et orthopédiques. Doté d'une lame allongée à angle droit se terminant par un rebord de retenue

souple, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux de maintenir une contre-traction constante et antidérapante sur des couches de tissus épais sans écraser les structures sous-jacentes.

Conçue pour une adaptabilité procédurale complète, cette série d'écarteurs Kocher conserve une configuration à anneau fixe tout en proposant des menus de tailles hautement adaptables combinant la longueur de l'instrument et l'empreinte de la lame. L'instrument est disponible en quatre longueurs totales : 20.3 cm (\$49), 21 cm (\$54), 22.8 cm (\$59) et 23 cm (\$64). Les chirurgiens peuvent choisir parmi 12 configurations distinctes, incluant le 20.3 cm avec une lame de 20 × 12 mm, des modèles de 21 cm avec des lames de 8 × 25 mm à 12 × 65 mm, et des modèles de 23 cm avec des lames larges allant de 18 × 40 mm jusqu'à 40 × 75 mm.

Fabriquée à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker produit l'écarteur de Kocher pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale à l'autoclave pour les blocs opératoires du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest