



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastadores Deaver com Cabo Oco

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastadores Deaver com Cabo Oco

SKU RM-DRHGH-1

\$64 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
7" (approx. 17.8 cm) — Exposição de ferida abdominal rasa e pediátrica	RM-DRHGH-1-1	\$64
8" - 8 ½" (approx. 20.3 - 21.6 cm) — Apendicectomia padrão, tireoide e retração pélvica	RM-DRHGH-1-2	\$66
9" - 10" (approx. 22.9 - 25.4 cm) — Exposição padrão para laparotomia exploradora em adultos	RM-DRHGH-1-3	\$70
10 ½" (approx. 26.7 cm) — Campos cirúrgicos pélvicos profundos e ginecológicos	RM-DRHGH-1-4	\$74
12" - 13" (approx. 30.5 - 33.0 cm) — Afastamento visceral profundo e elevação de fígado/baço	RM-DRHGH-1-5	\$76
14" (approx. 35.6 cm) — Cirurgia bariátrica e retroperitoneal de máximo alcance	RM-DRHGH-1-6	\$80

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A série de Afastadores Deaver com Cabo Oco representa um refinamento ergonômico avançado do clássico afastador visceral, projetado especificamente para proporcionar manobrabilidade manual superior, reduzindo drasticamente a tensão na mão e no antebraço do usuário durante exposições cirúrgicas prolongadas.

Projetado com uma empunhadura de cabo oco leve, este instrumento redistribui a massa em direção à palma do cirurgião, eliminando o desequilíbrio frontal comum em afastadores profundos sólidos.

Construído para total adaptabilidade processual, esta série de Afastadores Deaver com Cabo Oco oferece nove comprimentos totais selecionáveis: 7" (\$64), 8" (\$66), 8 ½" (\$68), 9" (\$70), 10" (\$72), 10 ½" (\$74), 12" (\$76), 13" (\$78) e 14" (\$80), com capacidades totais de layout estendendo-se até uma opção de alcance estrutural de 14 ½ polegadas. A lâmina polida e profundamente curvada fixa-se suavemente sob órgãos viscerais e paredes abdominais, proporcionando ampla contração, enquanto protege a serosa de órgãos frágeis contra lesões por compressão focal.

Forjados em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica os instrumentos Afastadores Deaver com Cabo Oco para suportar pesadas cargas mecânicas e ciclos repetidos de autoclavagem hospitalar, proporcionando aos centros cirúrgicos em todo o mundo durabilidade clínica excepcional, equilíbrio superior e controle tátil inigualável.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)