



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Система ретракции Rultract Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Система ретракции Rultract Retractor System

SKU RM-RRS-1

\$1,499 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Стойка Spline Tip Double Blend с зажимом	Основной монтажный интерфейс и регулировочный зажим
1	Реечный узел с зажимом Snap-Clip	Захватывает и удерживает ткани с помощью фиксатора Snap-Clip
1	Верхняя стойка Spline Top Post	Соединяет верхнюю секцию рамы и стабилизирует конструкцию стойки

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Rultract Retractor System представляет собой специализированную систему ретракции с креплением к столу, предназначенную для обеспечения стабильной вертикальной тяги и беспрецедентной визуализации анатомических структур. Фиксируясь на стандартных рельсах операционного стола, эта модульная платформа исключает усталость ассистентов, поддерживая плавное, исключаящее соскальзывание вертикальное и латеральное натяжение в течение длительных вмешательств.

Специально сконфигурированная для подъема грудины, выделения внутренней грудной артерии (ИМА) и обеспечения доступа к верхним отделам брюшной полости, данная конфигурация Rultract Retractor System включает усиленную стойку Double Blend со шлицевым наконечником и интегрированным зажимом, стабилизирующую верхнюю стойку и шарнирный реечный узел с надежным зажимом Snap-Clip. Каждый компонент изготовлен из немагнитной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, что предотвращает появление резких отражений от хирургических ламп и защищает ткани от чрезмерного локального давления.

Поставляемая в нестерильном виде и полностью пригодная для автоклавирования, система Rultract Retractor System производится компанией Retractor Maker с соблюдением строгих клинических допусков для поставок в госпитале, кардиологические центры и дистрибьюторам по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest