



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Middledorpf

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Middledorpf

SKU RM-MDR-28-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
7.0 mm × 14.0 mm	RM-MDR-28-1-1	\$49
22.0 mm × 20.0 mm	RM-MDR-28-1-2	\$54
30.0 mm × 26.0 mm	RM-MDR-28-1-3	\$59

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Middledorpf est un instrument chirurgical de renommée internationale, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement sûr et atraumatique des tissus mous et une rétraction musculaire lors d'interventions générales, pelviennes et orthopédiques profondes. Conçu avec une lame courbe fenêtrée ouverte, cet écarteur permet aux équipes chirurgicales d'écarter proprement les masses musculaires et les couches fasciales tout en laissant passer la lumière et la vision microscopique directement à travers la fenêtrée de la lame.

Conçu pour une adaptabilité procédurale totale, cet écarteur Middledorpf conserve une longueur totale uniforme de 28 cm, offrant un excellent dégagement dans les cavités profondes. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument propose deux styles de poignées : une poignée classique à anneau pour un effet de levier positif, ou une poignée creuse légère conçue pour réduire la fatigue manuelle lors des cas prolongés. Les chirurgiens peuvent choisir parmi trois profils de dimensions de lames fenêtrées : 7.0 mm × 14.0 mm (\$49), 22.0 mm × 20.0 mm (\$54), et 30.0 mm × 26.0 mm (\$59).

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Middledorpf pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale en autoclave pour les blocs opératoires du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest