



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Army-Navy — комплект из двух
штук

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Army-Navy — комплект из двух штук

SKU RM-ANR-SET-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ранорасширитель Army-Navy	общая длина 21 см, двусторонние лопатки	\$49
Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Army-Navy представляет собой классическую пару двусторонних хирургических ретракторов, разработанных для стабильной и атравматичной фиксации тканей в общей хирургии, ортопедии и пластической хирургии. Благодаря разной глубине лопаток на концах каждого инструмента, этот набор позволяет хирургической бригаде легко переходить от удержания поверхностных подкожных слоев к мобилизации более глубоких мышечных структур.

Данная стандартная конфигурация набора Army-Navy длиной 21 см отличается высокой клинической эффективностью. Каждый инструмент имеет центральную фенестрированную рукоятку для снижения веса и надежного захвата. Один конец представляет собой короткую Г-образную лопатку для поверхностных краев раны, а противоположный — более длинную Г-образную лопатку с небольшим изгибом на конце для надежной фиксации глубоких фасциальных слоев без соскальзывания.

Изготовленные из медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, ретракторы Army-Navy от Retractor Maker поставляются нестерильными и полностью пригодными для автоклавирования в защитной упаковке, обеспечивая высокую коррозионную стойкость и долговечность для операционных залов по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest