



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор мягких тканей Kreidler

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор мягких тканей Kreidler

SKU RM-KSTR-21-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ретрактор мягких тканей Kreidler	Размеры / Детали: общая длина 21 см, лопатка 5 × 20 mm · Количество: 1	\$44
Защитный чехол / коробка	Размеры / Детали: индивидуальная транспортировочная упаковка · Количество: 1	\$44

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор мягких тканей Kreidler представляет собой специализированный челюстно-лицевой инструмент, разработанный специально для бережного, нетравматичного смещения слизисто-надкостничных лоскутов и мягких тканей во время ортогнатических операций и вмешательств на нижней челюсти. Благодаря анатомическому контуру рабочей части, ретрактор позволяет хирургу надежно защитить лицевую мускулатуру и сосудистые края от воздействия осциллирующих пил и ротационных боров.

Данная конфигурация ретрактора Kreidler имеет общую длину 21 см для оптимизации тактильного охвата и маневренности. Изготовленная вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали, рабочая часть инструмента имеет размер 5 mm × 20 mm и специально спрофилирована для удержания нежных слизистых тканей полости рта без риска возникновения локального некроза от давления. Тонкий стержень позволяет рукам ассистента оставаться вне поля зрения внутриротовой области, а эргономичная рукоятка обеспечивает работу без утомления.

Инструмент выполнен с антибликовым сатинированным матовым покрытием. Компания Retractor Maker производит ретрактор Kreidler с расчетом на многократные циклы стерилизации, гарантируя челюстно-лицевым и пластическим хирургам по всему миру высокую коррозионную стойкость, жесткость

конструкции и полную пригодность к автоклавированию.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest