



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de sternotomie Cooley Sternotomy Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de sternotomie Cooley Sternotomy Retractor

SKU RM-CSTR-PED-1

\$359 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Profil nouveau-né — 85.0 mm × 55.0 mm × 16.0 mm × 14.0 mm	RM-CSTR-PED-1-1	\$359
Pediatric Profile — 115.0 mm × 80.0 mm × 30.0 mm × 15.0 mm	RM-CSTR-PED-1-2	\$369

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Cooley Sternotomy Retractor est un instrument de chirurgie cardiothoracique pédiatrique de précision, spécifiquement conçu pour assurer une rétraction sternale douce et contrôlée chez les nouveau-nés et les jeunes enfants. Adapté aux dimensions thoraciques réduites, cet écarteur établit une fenêtre opératoire large et stable sur les cavités cardiaques tout en évitant un couple focal excessif sur les os fragiles des nourrissons.

Conçue pour une précision micromécanique, cette série Cooley Sternotomy Retractor est proposée en deux profils cliniques spécialisés : un profil Nouveau-né (85.0 × 55.0 × 16.0 × 14.0 mm, 359 \$) et un profil Pédiatrique (115.0 × 80.0 × 30.0 × 15.0 mm, 369 \$). Sa crémaillère finement calibrée permet un contrôle de l'écartement au millimètre près, garantissant aux chirurgiens une visualisation adéquate pour les réparations cardiaques congénitales sans provoquer de fractures costochondrales. Les bords des valves profilés et polis s'appuient en douceur contre les berges sternales sans glisser.

Fabriquée en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée sans reflets, Retractor Maker produit le Cooley Sternotomy Retractor pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux centres de cardiologie pédiatrique et congénitale du monde entier une haute résistance à la corrosion, une fiabilité sans faille et une longévité clinique.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest