



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Harrington Splanchnic Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Harrington Splanchnic Ekartör

SKU RM-HSR-SPL-1

\$69 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
127 mm uzunluk × 38 mm genişlik — 30.5 cm veya 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-1	\$69
127 mm uzunluk × 63 mm genişlik — 30.5 cm veya 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-2	\$69
190 mm uzunluk × 63 mm genişlik — 30.5 cm veya 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-3	\$74

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Harrington Splanchnic Ekartör, eksploratif laparotomi ve onkolojik cerrahi sırasında parankimal abdominal organların ve derin pelvik yapıların geniş, atravmatik yer değiştirmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış birinci sınıf bir visseral cerrahi ekartördür. İkonik 'sweetheart' kalp şeklindeki distal ucuyla tasarlanan bu alet, manuel karşı traksiyonu geniş bir yüzey alanına eşit olarak dağıtarak karaciğer, dalak ve bağırsak loopları gibi hassas visseral yapıları lokalize basınç travmasından korur.

Değişken operatif derinlikler için üretilen bu Harrington Splanchnic Ekartör serisi iki toplam uzunlukta mevcuttur: 30.5 cm (\$69) ve 31.8 cm (\$74). Cerrahlar kanat boyutlarını üç farklı boyutta özelleştirebilir: dar alanlar için 127 mm uzunluk × 38 mm genişlik, standart laparotomiler için 127 mm uzunluk × 63 mm genişlik ve bariatrik veya retroperitoneal prosedürler için 190 mm uzunluk × 63 mm genişlikte ekstra derin profil. Ergonomik sapı, cerrahi asistanlara sabit, kaymaz manuel kaldıraç gücü sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı yüksek kaliteli tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker üretimi Harrington Splanchnic Ekartör, ağır mekanik yüklere ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya çapındaki genel ve jinekolojik cerrahi üniteleri için olağanüstü korozyon direnci, yapısal sağlamlık ve tam klinik dayanıklılık sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest