



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Scoville-Richter 自保持開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Scoville-Richter 自保持開創器

SKU RM-SRSRR-155-1

\$395 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	自保持基座框架滑軌	主滑軌框架，旨在固定強韌的術野暴露
1	可拆卸 3 爪半銳利側葉片	62 mm × 37 mm 爪尖附件，專為固定深層組織表面設計
1	可拆卸 4 爪半銳利側葉片	62 mm × 52 mm 爪尖附件，旨在展開更寬的組織邊緣
1	集成式手動螺栓鎖定裝置	機械旋轉鎖定夾，提供固定擴張力以減少疲勞
2	人體工學牽開鉗臂	輕量化雙柄型材，邊緣完全平滑處理
1	防護儲存盒 / 包裝箱	標準運輸包裝

製品詳細

Scoville-Richter 自保持開創器是一款專門的高強度脊椎外科開創器，特別設計用於在腰椎手術期間牢固地固定強韌的副脊柱肌肉。該儀器採用超高強度基座滑軌和多爪葉片設計，使外科醫生能夠在厚重的肌肉組織上保持廣泛的側向牽引，且不會在術中發生葉片位移或組織脫出。

此款 Scoville-Richter 自保持開創器完整組件 (\$395) 根據臨床框架規格製造，具有堅固的基座滑軌框架，水平擴張極限可達 155 mm。該模組化系統由德國不鏽鋼手工製成，包括一個尺寸為 62 mm × 37 mm（寬 37 mm × 長 62 mm）的可拆卸 3 爪半銳利側葉片，用於確保深層組織表面不滑動；以及一個尺寸為 62 mm × 52 mm（寬 52 mm × 長 62 mm）的擴大版可拆卸 4 爪半銳利側葉片，旨在安全地展開更寬的組織邊緣。其集成的旋轉式手動螺栓鎖定裝置提供不可移動的擴張保持力，可最大限度地減輕長時間手術中操作者的疲勞。

Retractor Maker 生產的 Scoville-Richter 自保持開創器採用防眩光緞面啞光處理，可承受重型機械反作用牽引和重複的醫院高壓滅菌循環，為全球神經外科手術室、脊椎中心和骨科創傷手術室提供卓越的耐用性、抗腐蝕性和完全的滅菌可靠性。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest