



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Abdominal Ricard

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Abdominal Ricard

SKU RM-RAR-SET-1

\$229 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco base autoestático	Chasis con vástagos curvos para mejorar el acceso visual
2 (1 Par)	Valvas laterales sólidas desmontables	Paneles laterales anchos y cóncavos (Opción A: 50×58 mm / Opción B: 60×80 mm)
1	Valva central desmontable	Placa plana asimétrica (Opción A: 55×70 mm / Opción B: 80×90 mm)
1	Bloqueo de tornillo de rosca especial	Engranaje de bloqueo de rotación manual para retener la expansión de las valvas
1	Mango de gancho compacto	Agarre minimalista integrado diseñado para ahorrar espacio de instrumentación
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador abdominal Ricard es un sistema de separación quirúrgica abdominal de renombre internacional, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y expansivo de tejidos blandos y vísceras durante laparotomías abiertas mayores y operaciones pélvicas. Diseñado con vástagos de chasis curvos y una geometría de tres valvas, este instrumento mantiene abierta la pared abdominal y las vísceras pélvicas bajo tensión mecánica bloqueada, eliminando la fatiga manual del asistente y preservando un corredor visual sin obstrucciones hacia la cavidad peritoneal.

Construido para adaptarse a diversas profundidades de incisión, esta serie de separadores Ricard se cataloga en dos surtidos principales de tamaños multivalva: la Opción A (Juego Compact, \$229) consiste en una valva central de 55 mm × 70 mm combinada con un par de valvas laterales de 50 mm × 58 mm; y la Opción B (Juego Large, \$249) cuenta con una valva central de 80 mm × 90 mm combinada con un par de valvas laterales de 60 mm × 80 mm. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), los amplios paneles laterales con bordes cóncavos recogen y sujetan las capas musculares voluminosas de forma limpia, mientras que el engranaje de rotación manual con bloqueo de rosca especial retiene rígidamente la expansión de las valvas. Un mango de gancho compacto integrado ahorra espacio operativo vital.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el separador abdominal Ricard para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de cirugía general, quirófanos obstétricos y salas de trauma de emergencia en todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest