



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Obwegeser 軟組織レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Obwegeser 軟組織 レトラクター

SKU RM-OSTR-1

\$39 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Obwegeser 軟組織レトラクター	全長 8 ¾" (22.2 cm)	\$39
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$39

製品詳細

Obwegeser 軟組織レトラクターは、口腔外科および顎矯正手術中に敏感な軟組織構造を保護しながら、クリアで信頼性の高い術野の展開を提供するように設計された、顎顔面外科専門のレトラクターです。先端のチャンネルリップが湾曲しているため、頬粘膜、唇、および粘膜骨膜弁を、振動鋸やサージカルドリルから離れた位置で確実に保持します。

精密な頭蓋顎顔面介入用に設計されたこの標準的な Obwegeser 軟組織レトラクター構成は、全長 8 ¾ インチ (22.2 cm) を特徴としています。解剖学的に輪郭形成されたブレードは、上向きまたは下向きに湾曲したチャンネルリップを備え、骨縁にスムーズに噛み合うことで滑りを防止し、複雑な下顎枝および上顎骨切り術中に顔面の神経血管構造をシールドします。

反射防止のサテン仕上げを施した医療用サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されており、Retractor Maker は、繰り返しの病院での滅菌サイクルに耐え、口腔外科、顎顔面外科、および形成外科医に再建顔面手術用の人間工学に基づいた耐久性のある器具を提供するために、この Obwegeser 軟組織レトラクターを製造しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest