



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bookwalter IMA Retraktorsystem

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Bookwalter IMA Retraktorsystem

SKU RM-BIRS-1

\$1,499 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Vertikaler Verlängerungsstab	12" (30 cm)
1	Säulenkupplung	Standard
1	Horizontalstab	Standard
2	IMA-Ratschenmechanismus	Micro-Twist (< 1 mm)
1	IMA-Querstab	12" (30 cm)
2	IMA-Retraktorvalven	Standard IMA-Profil
1	Sterilisationscontainer	Schutzgehäuse

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Bookwalter IMA Retraktorsystem ist ein tischmontiertes Retraktorsystem zur sanften und kontrollierten Anhebung der Brustwand während der Präparation der Arteria mammaria interna (IMA). Das System setzt sich aus einem vertikalen 12" (30 cm) Verlängerungsstab, einer Säulenkupplung und einem Horizontalstab zusammen, die gemeinsam einen stabilen, am Operationstisch befestigten Halterahmen bilden.

Ein 12" (30 cm) IMA-Querstab überspannt das Operationsfeld und trägt zwei IMA-Ratschenmechanismen mit einer Micro-Twist-Justierung von weniger als 1 mm pro Schritt. Da jede Ratsche unabhängig eingestellt werden kann, lassen sich die beiden enthaltenen IMA-Valven separat anheben oder absenken, um den auf der jeweiligen Seite erforderlichen Grad der Thoraxelevation zu erreichen.

Alle Komponenten werden aus nichtmagnetischem, rostfreiem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in chirurgischer Qualität gefertigt und in einem speziellen Sterilisationscontainer für die organisierte Lagerung und Aufbereitung geliefert. Das System ist wiederverwendbar und vollständig autoklavierbar.

Das Bookwalter IMA Retraktorsystem wird unsteril geliefert und muss vor Gebrauch gemäß den validierten Verfahren der Gesundheitseinrichtung gereinigt und sterilisiert werden. Retractor Maker fertigt das System in Sialkot, Pakistan, und beliefert Krankenhäuser, Chirurgen und Distributoren direkt.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest