



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Vaginal Kristeller

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Vaginal Kristeller

SKU RM-KVR-1

\$44 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Hojas estrechas (75×10, 110×14, 110×17 mm)	Longitudes disponibles: 18 cm o 22 cm · Función clínica principal: Exposición pediátrica, en pacientes nulíparas y canal vaginal estrecho · Precio (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Hojas medianas (75×23, 80×25, 115×23 mm)	Longitudes disponibles: 18 cm o 22 cm · Función clínica principal: Examen vaginal estándar en adultos y cirugía pélvica menor · Precio (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Hojas anchas/profundas (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm)	Longitudes disponibles: 18 cm o 22 cm · Función clínica principal: Reparación profunda del suelo pélvico e histerectomía vaginal en pacientes multíparas · Precio (USD): \$44.00 / \$49.00
1	Funda / Caja protectora	Longitudes disponibles: Embalaje de tránsito estándar · Función clínica principal: — · Precio (USD): Incluido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Vaginal Kristeller es un instrumento quirúrgico ginecológico fundamental, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento amplio y atraumático de las paredes vaginales y el suelo pélvico durante intervenciones diagnósticas y operativas. Diseñado con una hoja cóncava de contornos suaves, este instrumento deprime la mucosa vaginal de forma limpia, estableciendo un corredor visual expansivo hacia el cuello uterino y los fondos de saco sin causar laceraciones mucosas.

Construido para una adaptabilidad clínica total, esta serie de Separador Vaginal Kristeller está fabricada a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)(\$44) y 22 cm (\$49). Los cirujanos pueden elegir entre una amplia matriz de diez dimensiones de hoja que abarcan longitudes de 75 mm a 115 mm y anchos de 10 mm a 32 mm: 75 × 10 mm, 75 × 23 mm, 80 × 25 mm, 100 × 32 mm, 110 × 14 mm, 110 × 17 mm, 115 × 23 mm, 115 × 26 mm, 115 × 29 mm y 115 × 32 mm. Su mango ergonómico acodado ofrece una palanca manual estable para los asistentes quirúrgicos.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Vaginal Kristeller para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los equipos de obstetricia, ginecología y uroginecología de todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y total compatibilidad con autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest